




PerkinElmer 公司 TSA 产品七折促销

酪胺信号放大技术 (TSA™, Tyramide Signal Amplification)

PerkinElmer TSA™专利检测技术可将蛋白及核酸的检测灵敏度提升到前所未有的高度。在科研领域大量文献所证实 TSA™兼容各种底物显色或荧光检测方法，可以提高系统灵敏度达2个数量级以上。仅需两个步骤即可将TSA引入您的实验：选择适合的HRP二抗，加入附带标记的TSA放大试剂，信号提升变化随即呈现！

TSA Plus 系列促销产品：TSA™ Plus Evaluation Kits

名称	规格（切片）	货号	目录价格（RMB）	促销价格（RMB）
TSA Plus Fluorescein Evaluation Kit	25-75	NEL741E001KT	2898	2080
TSA Plus Cyanine 3 Evaluation Kit	25-75	NEL744E001KT	2898	2080
TSA Plus Cyanine 5 Evaluation Kit	25-75	NEL745E001KT	2898	2080
TSA Plus DIG Evaluation Kit	25-75	NEL748E001KT	2898	2080
TSA Plus Cyanine 3.5 Evaluation Kit	25-75	NEL763E001KT	2898	2080
TSA Plus Cyanine 5.5 Evaluation Kit	25-75	NEL766E001KT	2898	2080
TSA™ Plus DNP (AP) system*	25-75	NEL746B001KT	3458	2380
TSA™ Plus DNP (HRP) system *	25-75	NEL747B001KT	3458	2380
TSA™ Plus Biotin Kit	50-150	NEL749A001KT	5138	3596

*DNP系统专为IHC和ISH中biotin-free显色检测设计，可消除内源性biotin的背景问题

TSA 产品促销三重礼

一重下单有礼

2015年10月30日前订购 TSA Plus Evaluation kit 系列产品，下单即有礼！

每单赠送精美旅行四件套



二重满额有礼

2015年11月30日前订购 所有TSA 系列产品，满 5000 RMB有礼！

赠送 Kindle 一套（可累计）




三重幸运礼

2015年12月30日前订购 任意TSA 系列产品，金额不限，抽取幸运奖1名！


赠送 iPad mini 一套



TSA 应用在 IHC / ICC / IF 实验中的检测步骤:





TSA与传统免疫组化IHC成像数据对比



使用同样浓度的一抗及二抗, 无论是DAB法还是荧光法显色, TSA都具有更强的阳性信号, 同时不增加背景信号。

TSA Opal™ 多色免疫荧光标记试剂盒

Opal 方法可以在同一张切片上实现四种以上生物标记染色; 可使用种属来源相同的多个一抗抗体, 且无任何信号串扰; 配合PerkinElmer 的组织定量成像分析系统可实现精准的定量分析

名称	规格 (切片)	货号		
Opal 4-color IHC kit	50	NEL794001KT		
	250	NEL794B001KT		
Opal 5-color IHC kit	50	NEL795001KT		
	250	NEL795B001KT		
Opal 6-color IHC kit	50	NEL796001KT		
	250	NEL796B001KT		
Opal 7-color IHC kit	50	NEL797001KT	乳腺癌免疫图像 PD-L1 (兔) —黄色; CD8 (小鼠) —红色; CD4 (小鼠) —绿色; CD20 (小鼠) —橙色; FoxP3 (兔) —紫色; CK (小鼠) —青色; 细胞核 (DAPI)—蓝色;	扁桃体免疫图像 CD3 (小鼠) —黄色; CD20 (兔) —红色; Ig (兔) —绿色; Ki-67 (小鼠) —紫色; CD68 (小鼠) —青色; 细胞核 (DAPI)—蓝色;
	250	NEL797B001KT		

详情可登陆 <http://www.perkinelmer.com/TSA> 获得更多信息, 或联系工作人员获得产品信息

销售热线: 15618830622

技术支持热线: 800-820-5046 (免费) ; 021-60645738

中奖名单将于每轮截止日后一周, 公布在PerkinElmer生命科学微官网, 敬请关注。

PerkinElmer, Inc.
940 Winter Street Waltham,
MA 02451 USA
P: (800) 762-4000 or
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

上海总公司
地址: 上海张江高科技园区 张衡路1670号
电话: 021-60645888
传真: 021-60645999
邮编: 201203

